

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



B400

Agile e compatta
per muoversi in tutta libertà

La carrozzina B400 consente di muoversi con assoluta disinvoltura sia negli interni che negli esterni: non potete sbagliarvi! Il design stabile e compatto la rende ideale per ogni tipo di „sfida“ quotidiana: a casa o negli ambienti esterni come durante lo shopping oppure al ristorante. Nella famiglia delle carrozzine elettroniche la B 400 si distingue per il particolare design del suo telaio. Con una larghezza di soltanto 58 cm è semplice muoversi anche nei corridoi più stretti; inoltre l'altezza di seduta di soli 43 cm consente all'utente di posizionarsi confortevolmente al tavolo o alla scrivania.

Otto Bock Italia Srl u.s. Divisione Mobility Solutions

Via Filippo Turati, 5-7 · 40054 Budrio (BO) · Telefono +39 051 6924711 · Fax + 39 051 6924720 · reha.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

B400

Agile e compatta

Dotazione

- Luci
- Basculazione manuale
- Regolazione per reclinazione schienale

Opzioni

- Pedana elevabile manualmente
- Dispositivo superamento gradini
- Cintura per bacino
- Blocco per ruote anteriori
- Batterie al gel



Dati tecnici

Velocità max	7,2 km/h
Capacità della batteria	50 Ah
Autonomia	30 km
Tempo di carica max.	10 h
Peso dell'utente	140 kg
Peso carrozzina	90 kg
Capacità di superamento ostacoli in altezza:	5 cm
Pendenza massima superabile	12 %
Larghezza	58 cm
Profondità: pedane incluse	106 cm
Raggio di sterzata	80 cm
Altezza seduta (con cuscino)	43 cm
Larghezza seduta	38–48 cm
Profondità seduta	38–50 cm
Reclinazione sedile	0° / 3° / 6°
Altezza braccioli	21–32 cm
Lunghezza imbottitura braccioli	26 cm
Altezza schienale	45 / 55 cm
Larghezza schienale	40 / 44 cm
Reclinazione schienale	-9° / 1° / 11° / 21° oppure 0° / 10° / 20° / 30°
Lunghezza gambe	25–47 cm (senza cuscino sedile)
Colore telaio	nero

*possibilità di modifiche tecniche

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE