

<b>Prezzo base: € 4.690,-</b> Prezzi in €, validi fino al 31.03.2022, i.v.a. esclusa Nr. Reg. Ministero: 1515506/R	Ordine-Nr.: _____
--	----------------------

## Juvo B5 MWD

490E75=0\_AM05\_C

Portata max: 100 kg (160 kg in opzione)\*



<input type="checkbox"/> Preventivo	<input type="checkbox"/> Ordine
Timbro Rivenditore	
Indirizzo di spedizione (se diverso dal timbro rivenditore)	
Data	Firma Rivenditore
.....	.....

### Dotazione base

- Sedile std. con schienale reclinabile manualmente, tensionabile e seduta rigida asportabile
- Braccioli ridotti regolabili in altezza e sfilabili
- Pedane divise estraibili con cinturini
- Basculazione sedile elettrica 45°
- Supporto joystick swing away regolabile in altezza
- Batterie da 66 Ah sigillate
- Sospensioni indipendenti sulle 6 ruote
- Parafanghi sulle ruote di trazione
- Ruotine piroettanti da 6"
- Kit luci e frecce a LED
- Motori a 4 poli
- Cinghia pelvica

### Dati utente

Riferimento \_\_\_\_\_

Peso \_\_\_\_\_ kg (necessario per la scelta delle sospensioni)

\* portata 160 kg con motori Performance e poggiatesta in alluminio

Portata maggiorata			
<b>EA018</b>	[ ]	<b>Portata massima 180 kg (solo in abbinamento a base larga EA008, sedile VAS EC005, profondità seduta a partire da 44 cm, lunghezza gambe massima 48 cm, supporti braccioli fissi EE023, pedana unica EB009, elettronica TEN° EU053, motori Performance ET016, velocità max 6 km/h ET012; non in combinazione con pedane elevabili manualmente EB002, elettriche separatamente EB003, kit per trasporto in auto ES002, portapacchi ES004)</b>	€ 1.780
<b>EA020</b>	[ ]	<b>Portata massima 200 kg (solo in abbinamento a base larga EA008, sedile VAS EC005, profondità seduta a partire da 46 cm, lunghezza gambe massima 48 cm, supporti braccioli fissi EE023, pedana unica EB009, elettronica TEN° EU053, motori Performance ET016, velocità max 6 km/h ET012; non in combinazione con elevazione EC027, pedane elevabili manualmente EB002, elettriche separatamente EB003, kit per trasporto in auto ES002, portapacchi ES004, tavolino ES012)</b>	€ 1.780

### Dimensioni della base

<b>EA007</b>	[ ]	Versione stretta con ingombro in larghezza di ca. 61 cm (con nuove batterie da 60 Ah)*	-
<b>EA008</b>	[ ]	Versione larga con ingombro in larghezza di ca. 64 cm (dotazione base)	-

\* con motori Standard ET010, elettronica VR2 e portata massima 100 kg l'ingombro scende a ca. 59 cm

### Sistemi di seduta

<b>EC002</b>	[ ]	Sedile Std. piccolo: larghezza seduta SB in cm: [ ] 38 [ ] 40 [ ] 42 profondità seduta ST in cm: [ ] 38 [ ] 40 [ ] 42 [ ] 44 [ ] 46	-
<b>EC003</b>	[ ]	Sedile Std. grande: larghezza seduta SB in cm: [ ] 44 [ ] 46 [ ] 48 profondità seduta ST in cm: [ ] 42 [ ] 44 [ ] 46 [ ] 48 [ ] 50	-

Sistemi di seduta (continua)			
EC001	<input type="checkbox"/>	Sedile Std. Junior*: larghezza seduta SB in cm: <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 profondità seduta ST in cm: <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 * Possibili solo le pedane separate in alluminio EB007	€ 115
EC004	<input type="checkbox"/>	Sedile Std. XL: larghezza seduta SB in cm: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56 profondità seduta ST in cm: <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	€ 152
EC005	<input type="checkbox"/>	Sedile telescopico VAS larghezza seduta SB _____ (38 ÷ 54 cm) profondità seduta ST _____ (38 ÷ 58 cm in continuo)	€ 322
Lunghezza gambe (UL) senza cuscino sedile _____ cm (28 ÷ 54 cm)			
Altezza sedile da terra (SH) in cm <input type="checkbox"/> 46 cm (dot. base) <input type="checkbox"/> 50 cm <input type="checkbox"/> 54 cm			
Nota: l'altezza da terra viene calcolata senza cuscino. Si consiglia una distanza minima delle pedane da terra di almeno 6 cm.			

Manopole per sedile telescopico VAS			
ED048	<input type="checkbox"/>	Manopole di spinta	€ 75

Sistemi di seduta Recaro			
Sedili completi Recaro non abbinabili alla reclinazione elettrica ED047			
EC006	<input type="checkbox"/>	Sedile Recaro n-Joy (profondità seduta 40 ÷ 50 cm, solo reclinazione manuale)	€ 1.330
Sistemi modulari Recaro schienale + seduta (solo in abbinamento a reclinazione elettrica ED047 ed elettronica TEN°)			
ED030	<input type="checkbox"/>	Schienale LX (reclinazione elettrica ED047 obbligatoria)	€ 890
ED031	<input type="checkbox"/>	Schienale LT (larghezza pelotte regolabile, reclinazione elettrica ED047 obbligatoria)	€ 940
EC008	<input type="checkbox"/>	Seduta Recaro F (con supporti laterali bassi)	€ 710
EC009	<input type="checkbox"/>	Seduta Recaro X (con supporti laterali alti, profondità seduta regolabile)	€ 810
EC010	<input type="checkbox"/>	Seduta Recaro W (con supporti laterali bassi, profondità seduta regolabile)	€ 787

Attenzione! Gli schienali Recaro sono abbinabili anche alla seduta standard tramite costruzione speciale.

Regolazioni		
Lunghezza gambe (UL) ..... cm (28 ÷ 54 cm)		
Altezza sedile da terra (SH): [X] ca. 47 cm (sedile escluso)		
Tutti i sedili Recaro sono dotati di poggiatesta e tasca portaoggetti applicata sullo schienale.		

Cuscini			
EC011	<input type="checkbox"/>	Senza cuscino (dotazione base)	-
EC012	<input type="checkbox"/>	Cuscino standard	€ 40
EC034	<input type="checkbox"/>	Livo (largh. max. 52 cm e portata max 125 kg, spessore 5 cm)	a rich.
EC014	<input type="checkbox"/>	Terra (largh. max. 50,5 cm e portata 150 kg)	a rich.
EC015	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos (largh. max. 50,5 cm e portata 150 kg)	a rich.
EC020	<input type="checkbox"/>	Seduta Contour Low profile (più piano)	
		Larghezza seduta: <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 50 cm <input type="checkbox"/> EC022 in tessuto <input type="checkbox"/> EC023 in similpelle	€ 221
EC021	<input type="checkbox"/>	Seduta Contour Deep profile (più profilato)	
		Larghezza seduta: <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 50 cm <input type="checkbox"/> EC022 in tessuto <input type="checkbox"/> EC023 in similpelle	€ 221

Sistemi di postura per il bacino			
EC018	<input type="checkbox"/>	Cloud	€ 629
EC035	<input type="checkbox"/>	Evoflair (largh. max. 52 cm)	€ 629
	<input type="checkbox"/>	Terra Flair Plus - per le misure vedi tabella a pag. 6	€ 629

Teli schienali e imbottiture			
ED032	<input type="checkbox"/>	Senza telo	-
ED033	<input type="checkbox"/>	Telo tensionabile imbottito (dotazione base)	-
ED034	<input type="checkbox"/>	Schienale Contour Low profile (più piano): <input type="checkbox"/> ED037 in tessuto <input type="checkbox"/> ED038 in similpelle	€ 279
ED035	<input type="checkbox"/>	Schienale Contour Deep profile (più profilato): <input type="checkbox"/> ED037 in tessuto <input type="checkbox"/> ED038 in similpelle	€ 279

Supporti laterali in alluminio per schienale Contour Deep			
ED039	<input type="checkbox"/>	Supporti laterali in metallo per schienale Contour Deep ED035	€ 82

Regolazioni elettriche del sedile			
Con l'elettronica VR2 è possibile gestire solo 2 regolazioni elettriche (es. la bascula EC025 + le 2 pedane insieme EB004). Nel caso si scelga l'elettronica Ten° allora si possono gestire tutte le regolazioni elettriche.			
EC025	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculazione elettrica 45°	inclusa
EC027	<input type="checkbox"/>	Basculazione 45° ed elevazione elettrica della seduta 35 cm (altezza seduta obbligatoria 46 cm - lunghezza gambe massima 44 cm)	€ 1.460
Regolazione dello schienale			
ED046	<input type="checkbox"/>	Reclinazione manuale (per schienale Std. è: 0/10/20/30°, per schienale VAS è: -5/0/10/20/30°)	-
ED047	<input type="checkbox"/>	Reclinazione elettrica 30° (non per sedili Recaro n-Joy EC40 e Recaro n-Joy-Plus EC41) (con gli schienali Recaro LX e LT, solo in combinazione con elettronica TEN° EU053)	€ 650
Poggiatesta e staffe - Advanced Line			
491L75=XXX	<input type="checkbox"/>	Adattatore montaggio staffa per sedile std <input type="checkbox"/> ST010 per sedile VAS <input type="checkbox"/> ST012	a rich.
476L52=XXX	<input type="checkbox"/>	Staffa UniLink (SK175 + SK170 - non in combinazione con comando a mento)	a rich.
476L52=XXX	<input type="checkbox"/>	Kit di estensione UniLink da 50 mm (477L52=ST166)	a rich.
476L52=XXX	<input type="checkbox"/>	Comfort Plus <input type="checkbox"/> tg. S SK105 <input type="checkbox"/> tg. M SK110 <input type="checkbox"/> tg. L SK115	a rich.
476L52=XXX	<input type="checkbox"/>	Combo (3 parti) <input type="checkbox"/> tg. S SK150 <input type="checkbox"/> tg. L SK155	a rich.
Poggiatesta e staffe (adattatore per il sedile incluso) - Care line			
EL001	<input type="checkbox"/>	Goose neck - a collo d'oca (476L52=SK035)	a rich.
EL002	<input type="checkbox"/>	Pluriassiale curvo (476L52=SK015)	a rich.
EL003	<input type="checkbox"/>	Pluriassiale diritto (476L52=SK025)	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta <input type="checkbox"/> piccolo EL006 <input type="checkbox"/> grande EL007	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Con poggianuca <input type="checkbox"/> piccolo EL013 <input type="checkbox"/> grande EL014	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Ad X <input type="checkbox"/> piccolo EL015 <input type="checkbox"/> grande EL016	a rich.
Supporti braccioli			
EE023	<input type="checkbox"/>	Standard fissi	-
EE024	<input type="checkbox"/>	Supporti ribaltabili (non con sedili Recaro e std Junior EC001) (limitazioni larghezze seduta: sedile piccolo EC002 solo 42 cm, largo EC003 solo 48 cm, XL EC004 solo 54 e 56 cm; portata massima 125 kg)	€ 175
Cinture di sicurezza			
EP001	<input checked="" type="checkbox"/>	Cintura di sicurezza	inclusa
EP002	<input type="checkbox"/>	Cinghia pelvica a 2 punti con fibbia in metallo	€ 106
Stabilizzatori pettorali			
	<input type="checkbox"/>	Elasticizzato EP005 <input type="checkbox"/> tg. S EP006 <input type="checkbox"/> tg. M EP007 <input type="checkbox"/> tg. L	a rich.
	<input type="checkbox"/>	A farfalla EP008 <input type="checkbox"/> tg. S EP009 <input type="checkbox"/> tg. M EP010 <input type="checkbox"/> tg. L	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Slimline EP011 <input type="checkbox"/> tg. S EP012 <input type="checkbox"/> tg. M EP013 <input type="checkbox"/> tg. L	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Ad H con sgancio centrale EP014 <input type="checkbox"/> tg. S EP015 <input type="checkbox"/> tg. M EP016 <input type="checkbox"/> tg. L	a rich.
Supporti pedane			
EB001	<input type="checkbox"/>	Fissi estraibili standard (dotazione base)	-
EB002	<input type="checkbox"/>	Elevabili manualmente (portata 140 kg, solo con poggiapiedi separati in alluminio EB007)	€ 425
EB003	<input type="checkbox"/>	Elevabili elettricamente separatamente (solo con elettronica TEN° cod. EU052) (portata 140 kg, solo con poggiapiedi separati in alluminio EB007)	€ 990
EB004	<input type="checkbox"/>	Elevabili elettricamente insieme (portata 140 kg, solo con poggiapiedi in alluminio EB007)	€ 990
EB013	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale fissa con poggiapiedi separati in alluminio*	€ 590
EB005	<input type="checkbox"/>	Senza supporti pedane	-
* UL max. 43 cm con sedile std e 39 cm con sedile VAS o Recaro; non in abbinamento a sedile std. Junior EC001;			
Poggiapiedi e accessori			
EB006	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi in materiale composito (dotazione base, portata 140 kg)	-
EB007	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi in alluminio (obbligatori per sedile Junior EC001 e per pedane elevabili EB002, EB003 e EB004) (portata 160 kg)	€ 120
EB009	<input type="checkbox"/>	Pedana poggiapiedi unica in alluminio (portata 160 kg)	€ 120
EB010	<input type="checkbox"/>	Protezioni laterali per supporti pedane elevabili EB002, 003 e 004	€ 125

Batterie e caricabatterie			
EU036+EU041	<input type="checkbox"/>	Batterie sigillate da 60 Ah (dotazione base) + caricabatterie da 8 A	-
EU032+EU044	<input type="checkbox"/>	Batterie al Gel MK da 74 Ah (solo per telaio largo EA008) + caricabatterie da 10 A	€ 290
EU034	<input type="checkbox"/>	Batterie sigillate da 80 Ah (solo per telaio largo EA008; necessario caricabatterie da 12 A cod. EU042 alla riga successiva)	€ 370
EU042	<input type="checkbox"/>	Caricabatterie da 12 A con jack magnetico	€ 278

Sospensioni ruotine piroettanti			
EF001	<input checked="" type="checkbox"/>	Incluse	-

Ruote e pneumatici			
EF009	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruotine da 6" con gomme piene Performance (dotazione base)	-
EG001	<input type="checkbox"/>	Ruote motrici da 14" con gomme pneumatiche (dotazione base)	-
EG002	<input type="checkbox"/>	Ruote motrici da 14" con gomme piene	€ 59
EG011	<input type="checkbox"/>	Pneumatici grigi	-
EG012	<input type="checkbox"/>	Pneumatici neri (dotazione base)	-
EG013	<input type="checkbox"/>	Pneumatici lisci su tutte le 6 ruote	-
EG015	<input type="checkbox"/>	Pneumatici ruote ant/posteriori lisci e ruote centrali tassellati (dotazione base)	-

Colori telaio					
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue (dotazione base)	016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic € 111
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	017	<input type="checkbox"/>	Giallo RAL 1023 € 111
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	018	<input type="checkbox"/>	Rosso RAL 3001 € 111
021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny smith	004	<input type="checkbox"/>	Ice blue € 111
023	<input type="checkbox"/>	Bianco RAL 9016	022	<input type="checkbox"/>	Bianco crema RAL 9001 € 111
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle € 111	002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic € 111
003	<input type="checkbox"/>	Nero RAL 9005 lucido € 111	027	<input type="checkbox"/>	Grigio Shimano opaco € 111
013	<input type="checkbox"/>	Nero RAL 9005 opaco € 111	037	<input type="checkbox"/>	Rosa RAL 4010 € 111

Accessori			
EA010	<input checked="" type="checkbox"/>	Parafanghi sulle ruote motrici	inclusi
EA011	<input type="checkbox"/>	Parafanghi sulle ruote piroettanti	€ 49
ES002	<input type="checkbox"/>	Kit conforme a ISO 7176-19 per trasporto in veicolo adibito (portata max. 140 kg)	€ 139
ES003	<input type="checkbox"/>	Tasca portacellulare	€ 35
ES004	<input type="checkbox"/>	Portapacchi	€ 139
ES005	<input type="checkbox"/>	Portabastone	€ 79
ES006	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore richiudibile (necessaria costruzione speciale se in combinazione con il tavolino)	€ 109
ES007	<input type="checkbox"/>	Kit attrezzi	€ 47
ES010	<input type="checkbox"/>	Portabicchiere	€ 35
ET001	<input type="checkbox"/>	Clacson esterno	€ 323
ES012	<input type="checkbox"/>	Tavolino girevole inclusi accessori di montaggio, non sagomato (per contenere il joystick)	€ 349
ES023	<input type="checkbox"/>	Staffa porta zaino	€ 69
	<input type="checkbox"/>	Presa esterna a 12V ET002 <input type="checkbox"/> destra ET005 <input type="checkbox"/> sinistra	€ 250
	<input type="checkbox"/>	Presa esterna a 24V ET003 <input type="checkbox"/> destra ET006 <input type="checkbox"/> sinistra	€ 120
	<input type="checkbox"/>	Presa esterna USB ET004 <input type="checkbox"/> destra ET007 <input type="checkbox"/> sinistra	€ 100

Elettronica			
EU051	[ ]	VR2 (elettronica per gestione di massimo 2 attuatori, dotazione base)	-
EU053	[ ]	TEN° 120 A (elettronica dotata di joystick ergonomico con Bluetooth e Infrarossi per controllo ambientale; consente l'uso più attuatori e di comandi speciali)	€ 881

Colori joystick TEN°			
EU002	[ ]	Antracite metallico	EU016 [ ] Silver metallico
EU003	[ ]	Nero RAL 9005 lucido	EU017 [ ] Giallo RAL 1023
EU013	[ ]	Nero RAL 9005 opaco	EU018 [ ] Rosso RAL 3001
EU004	[ ]	Ice blue	EU021 [ ] Sparkle granny smith
EU005	[ ]	Sparkle light orange	EU022 [ ] Bianco crema RAL 9001
EU009	[ ]	Vinho sparkle	EU023 [ ] Bianco RAL 9016
EU010	[ ]	Sky blue	EU027 [ ] Grigio Shimano opaco
EU014	[ ]	Candy red	EU029 [ ] Rosa RAL 4010

Pulsanti Piko per joystick TEN°			
EU067	[ ]	Coppia di pulsanti Piko da 50 mm (1 nero e 1 rosso)	€ 238
EU068	[ ]	Coppia di pulsanti Piko da 30 mm (1 nero e 1 rosso)	€ 238

Supporto joystick			
EU071	[ ]	Swing away regolabile in altezza di 2 cm (dotazione base)	-
EU072	[ ]	Swing away regolabile in altezza di 9,5 cm	€ 47
EU070	[ ]	Fisso	-
		Lato di montaggio:                      destro [ ] (dotazione base)    sinistro [ ]	

Accessori per joystick			
EU080	[ ]	Impugnatura per tetra a "C", orizzontale (regolabile in larghezza 70 ÷ 90 mm)	€ 105
EU081	[ ]	Stick S80 (impugnatura joystick 80 mm)	€ 71
EU082	[ ]	Soft Ball (rivestita in nero)	€ 120
EU083	[ ]	Supporto a sfera, piccolo	€ 82
EU084	[ ]	Supporto a sfera, grande	€ 93
EU085	[ ]	Palla soft colorata	€ 120

Display LCD TEN° (solo per elettronica TEN°)			
EU054	[ ]	Display LCD TEN°	€ 1.444

Staffe per display TEN°			
EU073	[ ]	Staffa standard	-
EU074	[ ]	Staffa pieghevole a collo d'oca	€ 209

Comandi speciali (necessario display TEN° EU054!)			
EU100	[ ]	mo-Vis Micro Joystick (forza minima 10 g). Necessario display TEN° EU054!	€ 2.260
EU101	[ ]	mo-Vis Multi Joystick (forza minima 50 g). Necessario display TEN° EU054!	€ 2.320
EU102	[ ]	mo-Vis All-round Joystick light (forza minima 120 g). Necessario display TEN° EU054!	€ 1.900
EU128	[ ]	mo-Vis All-round Joystick (forza minima 250g). Necessario display TEN° EU054!	€ 1.512
EU129	[ ]	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (forza min. 600g). Necessario display TEN° EU054!	€ 2.342
EU103	[ ]	Soffio e succhio. Necessario display TEN° EU054!	€ 1.397
EU104	[ ]	A 4 pulsanti Piko: EU086 [ ] Diametro 5 cm, rosso                      EU090 [ ] Diametro 3 cm, rosso EU087 [ ] Diametro 5 cm, giallo                      EU091 [ ] Diametro 3 cm, giallo EU088 [ ] Diametro 5 cm, nero                      EU092 [ ] Diametro 3 cm, nero EU089 [ ] Diametro 5 cm, silver                      EU093 [ ] Diametro 3 cm, silver	€ 473

Comandi speciali senza display TEN° EU054			
EU105	[ ]	mo-Vis Micro Joystick (forza minima 10g)	€ 2.500
EU106	[ ]	mo-Vis Multi Joystick (forza minima 50g)	€ 2.480
EU107	[ ]	mo-Vis All-round Joystick light (forza minima 120g)	€ 2.080
EU108	[ ]	mo-Vis All-round Joystick (forza minima 250g)	€ 1.540
EU109	[ ]	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (forza minima 600g)	€ 2.650

Sistemi di collegamento per joystick mo-Vis			
EU076	[ ]	Staffa per comando a mento con movimentazione elettrica, sinistra	€ 1.460
EU077	[ ]	Staffa per comando a mento con movimentazione elettrica, destra	€ 1.460
EU110	[ ]	Staffa per bracciolo + 1 finger button (solo in presenza di display TEN° EU054)	€ 221
EU111	[ ]	Staffa per bracciolo + 2 finger button	€ 349
EU112	[ ]	Staffa per bracciolo + 1 pulsante Piko (solo in presenza di display TEN° EU054)	€ 245
EU113	[ ]	Staffa per bracciolo + 2 pulsanti Piko	€ 384
EU078	[ ]	Staffa per fissaggio al tavolino	€ 377
EU118	[ ]	2 pulsanti Piko, senza staffa	€ 238

Comando accompagnatore			
EU057	[ ]	Comando accompagnatore. Lato di montaggio [ ] destro [ ] sinistro (dotazione base)	€ 641

Kit luci e frecce			
ES021	[X]	Kit luci e frecce a LED	incluso

Stabilizzatore di guida			
EF023	[ ]	Giroscopio (solo per elettronica TEN° EU053)	€ 590

Motori			
ET010	[ ]	Standard (dotazione base) (portata massima 100 kg, solo con elettronica VR2 EU051) (per versione a telaio stretto EA007, l'ingombro totale in larghezza è 59 cm)	-
ET016	[ ]	Performance	€ 230

Velocità			
ET012	[ ]	6 km/h	-
ET014	[ ]	10 km/h (dotazione base)	-

Terra Flair Plus			
476C00=SK820	[ ]	Terra Flair Plus 38 x 40,5	€ 629
476C00=SK821	[ ]	Terra Flair Plus 40,5 x 40,5	
476C00=SK822	[ ]	Terra Flair Plus 40,5 x 43	
476C00=SK823	[ ]	Terra Flair Plus 40,5 x 45,5	
476C00=SK824	[ ]	Terra Flair Plus 40,5 x 50,5	
476C00=SK825	[ ]	Terra Flair Plus 43 x 40,5	
476C00=SK826	[ ]	Terra Flair Plus 43 x 43	
476C00=SK827	[ ]	Terra Flair Plus 43 x 45,5	
476C00=SK828	[ ]	Terra Flair Plus 43 x 50,5	
476C00=SK829	[ ]	Terra Flair Plus 45,5 x 40,5	
476C00=SK830	[ ]	Terra Flair Plus 45,5 x 43	
476C00=SK831	[ ]	Terra Flair Plus 45,5 x 45,5	
476C00=SK832	[ ]	Terra Flair Plus 45,5 x 50,5	
476C00=SK833	[ ]	Terra Flair Plus 50,5 x 40,5	
476C00=SK834	[ ]	Terra Flair Plus 50,5 x 45,5	
476C00=SK835	[ ]	Terra Flair Plus 50,5 x 50,5	