

Prezzo base: € 4.490,- Prezzi in €, validi fino al 31.03.2022, i.v.a. esclusa Nr. Reg. Ministero: 1515506/R	Ordine-Nr.: _____
--	----------------------

Juvo B5 RWD

490E75=0_AM01_C

Portata max: 140 kg (160 kg in opzione)*



<input type="checkbox"/> Preventivo	<input type="checkbox"/> Ordine
Timbro Rivenditore	
Indirizzo di spedizione (se diverso dal timbro rivenditore)	
Data	Firma Rivenditore
.....

Dotazione base

- Sedile std. con schienale reclinabile manualmente, tensionabile e seduta rigida asportabile
- Braccioli ridotti regolabili in altezza e sfilabili
- Pedane divise estraibili con cinturini
- Basculazione sedile elettrica 45°
- Supporto joystick swing away regolabile in altezza
- Batterie da 66 Ah sigillate
- Sospensioni indipendenti sulle ruote posteriori
- Ruotine piroettanti da 10" oppure 9"
- Kit luci e frecce a LED
- Motori a 4 poli
- Cinghia pelvica

* portata 160 kg con motori Performance oppure High Performance e poggiatesta in alluminio

Dati utente

Riferimento _____

Peso _____ kg (necessario per la scelta delle sospensioni)

Dimensioni della base		
EA007	<input type="checkbox"/>	Versione stretta con ingombro in larghezza di ca. 61 cm (con nuove batterie da 60 Ah e velocità massima 6 oppure 10 km/h)*
EA008	<input type="checkbox"/>	Versione larga con ingombro in larghezza di ca. 64 cm (dotazione base)
* con motori Standard ET010, elettronica VR2 e portata massima 100 kg l'ingombro scende a ca. 59 cm		

Sistemi di seduta		
EC002	<input type="checkbox"/>	Sedile Std. piccolo: larghezza seduta SB in cm: [] 38 [] 40 [] 42 profondità seduta ST in cm: [] 38 [] 40 [] 42 [] 44 [] 46
EC003	<input type="checkbox"/>	Sedile Std. grande: larghezza seduta SB in cm: [] 44 [] 46 [] 48 profondità seduta ST in cm: [] 42 [] 44 [] 46 [] 48 [] 50
EC001	<input type="checkbox"/>	Sedile Std. Junior*: larghezza seduta SB in cm: [] 34 [] 36 [] 38 [] 40 profondità seduta ST in cm: [] 34 [] 36 [] 38 [] 40 € 115 <small>* Possibili solo le pedane separate in alluminio EB007</small>
EC004	<input type="checkbox"/>	Sedile Std. XL: larghezza seduta SB in cm: [] 50 [] 52 [] 54 [] 56 profondità seduta ST in cm: [] 42 [] 44 [] 46 [] 48 [] 50 € 152
EC005	<input type="checkbox"/>	Sedile telescopico VAS larghezza seduta SB _____ (38 ÷ 54 cm) profondità seduta ST _____ (38 ÷ 58 cm in continuo) € 322
Lunghezza gambe (UL) senza cuscino sedile _____ cm (28 ÷ 54 cm)		
Altezza sedile da terra (SH) in cm [] 46 cm (dot. base) [] 50 cm [] 54 cm		
<small>Nota: l'altezza da terra viene calcolata senza cuscino. Si consiglia una distanza minima delle pedane da terra di almeno 6 cm.</small>		

Manopole per sedile telescopico VAS		
ED048	<input type="checkbox"/>	Manopole di spinta € 75

Sistemi di seduta Recaro			
Sedili completi Recaro non abbinabili alla reclinazione elettrica ED047			
EC006	<input type="checkbox"/>	Sedile Recaro n-Joy (profondità seduta 40 ÷ 50 cm, solo reclinazione manuale)	€ 1.330
Sistemi modulari Recaro schienale + seduta (solo in abbinamento a reclinazione elettrica ED047 ed elettronica TEN°)			
ED030	<input type="checkbox"/>	Schienale LX (reclinazione elettrica ED047 obbligatoria)	€ 890
ED031	<input type="checkbox"/>	Schienale LT (larghezza pelotte regolabile, reclinazione elettrica ED047 obbligatoria)	€ 940
EC008	<input type="checkbox"/>	Seduta Recaro F (con supporti laterali bassi)	€ 710
EC009	<input type="checkbox"/>	Seduta Recaro X (con supporti laterali alti, profondità seduta regolabile)	€ 810
EC010	<input type="checkbox"/>	Seduta Recaro W (con supporti laterali bassi, profondità seduta regolabile)	€ 787
Attenzione! Gli schienali Recaro sono abbinabili anche alla seduta standard tramite costruzione speciale.			
Regolazioni			
Lunghezza gambe (UL) cm (28 ÷ 54 cm)			
Altezza sedile da terra (SH): <input checked="" type="checkbox"/> ca. 47 cm (sedile escluso)			
Tutti i sedili Recaro sono dotati di poggiatesta e tasca portaoggetti applicata sullo schienale.			
Cuscini			
EC011	<input type="checkbox"/>	Senza cuscino (dotazione base)	-
EC012	<input type="checkbox"/>	Cuscino standard	€ 40
EC034	<input type="checkbox"/>	Livo (largh. max. 52 cm e portata max 125 kg, spessore 5 cm)	a rich.
EC014	<input type="checkbox"/>	Terra (largh. max. 50,5 cm e portata 150 kg)	a rich.
EC015	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos (largh. max. 50,5 cm e portata 150 kg)	a rich.
EC020	<input type="checkbox"/>	Seduta Contour Low profile (più piano)	€ 221
		Larghezza seduta: <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 50 cm <input type="checkbox"/> EC022 in tessuto <input type="checkbox"/> EC023 in similpelle	
EC021	<input type="checkbox"/>	Seduta Contour Deep profile (più profilato)	€ 221
		Larghezza seduta: <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 50 cm <input type="checkbox"/> EC022 in tessuto <input type="checkbox"/> EC023 in similpelle	
Sistemi di postura per il bacino			
EC018	<input type="checkbox"/>	Cloud	€ 629
EC035	<input type="checkbox"/>	Evoflair (largh. max. 52 cm)	€ 629
	<input type="checkbox"/>	Terra Flair Plus - per le misure vedi tabella a pag. 6	€ 629
Teli schienali e imbottiture			
ED032	<input type="checkbox"/>	Senza telo	-
ED033	<input type="checkbox"/>	Telo tensionabile imbottito (dotazione base)	-
ED034	<input type="checkbox"/>	Schienale Contour Low profile (più piano): <input type="checkbox"/> ED037 in tessuto <input type="checkbox"/> ED038 in similpelle	€ 279
ED035	<input type="checkbox"/>	Schienale Contour Deep profile (più profilato): <input type="checkbox"/> ED037 in tessuto <input type="checkbox"/> ED038 in similpelle	€ 279
Supporti laterali in alluminio per schienale Contour Deep			
ED039	<input type="checkbox"/>	Supporti laterali in metallo per schienale Contour Deep ED035	€ 82
Regolazioni elettriche del sedile			
Con l'elettronica VR2 è possibile gestire solo 2 regolazioni elettriche (es. la bascula EC025 + le 2 pedane insieme EB004). Nel caso si scelga l'elettronica Ten° allora si possono gestire tutte le regolazioni elettriche.			
EC025	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculazione elettrica 45°	inclusa
EC027	<input type="checkbox"/>	Basculazione 45° ed elevazione elettrica della seduta 35 cm (altezza seduta obbligatoria 46 cm - lunghezza gambe massima 44 cm)	€ 1.460
Regolazione dello schienale			
ED046	<input type="checkbox"/>	Reclinazione manuale (per schienale Std. è: 0/10/20/30°, per schienale VAS è: -5/0/10/20/30°)	-
ED047	<input type="checkbox"/>	Reclinazione elettrica 30° (non per sedili Recaro n-Joy EC40 e Recaro n-Joy-Plus EC41) (con gli schienali Recaro LX e LT, solo in combinazione con elettronica TEN° EU053)	€ 650

Poggiatesta e staffe - Advanced Line			
491L75=XXX	<input type="checkbox"/>	Adattatore montaggio staffa per sedile std <input type="checkbox"/> ST010 per sedile VAS <input type="checkbox"/> ST012	a rich.
476L52=XXX	<input type="checkbox"/>	Staffa UniLink (SK175 + SK170 - non in combinazione con comando a mento)	a rich.
476L52=XXX	<input type="checkbox"/>	Kit di estensione UniLink da 50 mm (477L52=ST166)	a rich.
476L52=XXX	<input type="checkbox"/>	Comfort Plus <input type="checkbox"/> tg. S SK105 <input type="checkbox"/> tg. M SK110 <input type="checkbox"/> tg. L SK115	a rich.
476L52=XXX	<input type="checkbox"/>	Combo (3 parti) <input type="checkbox"/> tg. S SK150 <input type="checkbox"/> tg. L SK155	a rich.

Poggiatesta e staffe (adattatore per il sedile incluso) - Care line			
EL001	<input type="checkbox"/>	Goose neck - a collo d'oca (476L52=SK035)	a rich.
EL002	<input type="checkbox"/>	Pluriassiale curvo (476L52=SK015)	a rich.
EL003	<input type="checkbox"/>	Pluriassiale diritto (476L52=SK025)	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta <input type="checkbox"/> piccolo EL006 (430H1=3-7) <input type="checkbox"/> grande EL007 (430H1=1-7)	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Con poggianuca <input type="checkbox"/> piccolo EL013 (430C1=3-7) <input type="checkbox"/> grande EL014 (430C1=1-7)	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Ad X <input type="checkbox"/> piccolo EL015 (430C4=1-7) <input type="checkbox"/> grande EL016 (430C3=1-7)	a rich.

Supporti braccioli			
EE023	<input type="checkbox"/>	Standard fissi	-
EE024	<input type="checkbox"/>	Supporti ribaltabili (non con sedili Recaro e std Junior EC001) (limitazioni larghezze seduta: sedile piccolo EC002 solo 42 cm, largo EC003 solo 48 cm, XL EC004 solo 54 e 56 cm; portata massima 125 kg)	€ 175

Cinture di sicurezza			
EP001	<input checked="" type="checkbox"/>	Cintura di sicurezza	inclusa
EP002	<input type="checkbox"/>	Cinghia pelvica a 2 punti con fibbia in metallo	€ 106

Stabilizzatori pettorali			
	<input type="checkbox"/>	Elasticizzato EP005 <input type="checkbox"/> tg. S EP006 <input type="checkbox"/> tg. M EP007 <input type="checkbox"/> tg. L	a rich.
	<input type="checkbox"/>	A farfalla EP008 <input type="checkbox"/> tg. S EP009 <input type="checkbox"/> tg. M EP010 <input type="checkbox"/> tg. L	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Slimline EP011 <input type="checkbox"/> tg. S EP012 <input type="checkbox"/> tg. M EP013 <input type="checkbox"/> tg. L	a rich.
	<input type="checkbox"/>	Ad H con sgancio centrale EP014 <input type="checkbox"/> tg. S EP015 <input type="checkbox"/> tg. M EP016 <input type="checkbox"/> tg. L	a rich.

Supporti pedane			
EB001	<input type="checkbox"/>	Fissi estraibili standard (dotazione base)	-
EB002	<input type="checkbox"/>	Elevabili manualmente (portata 140 kg, solo con poggiapiedi separati in alluminio EB007)	€ 425
EB003	<input type="checkbox"/>	Elevabili elettricamente separatamente (solo con elettronica TEN° cod. EU052) (portata 140 kg, solo con poggiapiedi separati in alluminio EB007)	€ 990
EB004	<input type="checkbox"/>	Elevabili elettricamente insieme (portata 140 kg, solo con poggiapiedi in alluminio EB007)	€ 990
EB013	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale fissa con poggiapiedi separati in alluminio*	€ 590
EB005	<input type="checkbox"/>	Senza supporti pedane	-

* UL max. 43 cm con sedile std grande e XL e 39 cm con sedile VAS o Recaro; non in abbinamento a sedile std. Junior EC001 e sedile std piccolo EC002

Poggiapiedi e accessori			
EB006	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi in materiale composito (dotazione base, portata 140 kg)	-
EB007	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi in alluminio (obbligatori per sedile Junior EC001 e per pedane elevabili EB002, EB003 e EB004) (portata 160 kg)	€ 120
EB009	<input type="checkbox"/>	Pedana poggiapiedi unica in alluminio (portata 160 kg)	€ 120
EB010	<input type="checkbox"/>	Protezioni laterali per supporti pedane elevabili EB002, 003 e 004	€ 125

Batterie e caricabatterie			
EU036+EU041	<input type="checkbox"/>	Batterie sigillate da 60 Ah (dotazione base) + caricabatterie da 8 A	-
EU032+EU044	<input type="checkbox"/>	Batterie al Gel MK da 74 Ah (solo per telaio largo EA008) + caricabatterie da 10 A	€ 290
EU034	<input type="checkbox"/>	Batterie sigillate da 80 Ah (solo per telaio largo EA008; necessario caricabatterie da 12 A cod. EU042 alla riga successiva)	€ 370
EU042	<input type="checkbox"/>	Caricabatterie da 12 A con jack magnetico	€ 278

Sospensioni routine piroettanti			
EF002	<input type="checkbox"/>	Senza sospensioni (dotazione base)	-
EF001	<input type="checkbox"/>	Con sospensioni	€ 80

Ruote e pneumatici			
EF005	[]	Ruote piroettanti da 9" con gomme pneumatiche	-
EF006	[]	Ruote piroettanti da 9" con gomme piene	€ 47
EF007	[]	Ruote piroettanti da 10" con gomme pneumatiche (dotazione base)	-
EF008	[]	Ruote piroettanti da 10" con gomme piene	€ 47
EG001	[]	Ruote motrici da 14" con gomme pneumatiche (dotazione base)	-
EG002	[]	Ruote motrici da 14" con gomme piene	€ 59
EG011	[]	Pneumatici grigi	-
EG012	[]	Pneumatici neri (dotazione base)	-
EG013	[]	Pneumatici lisci (solo grigi EG011)	-
EG014	[]	Pneumatici tassellati (dotazione base)	-
EG015	[]	Pneumatici ruote piroettanti lisci e ruote motrici tassellati (solo grigi EG011)	-

Colori telaio					
010	[]	Sky blue (dotazione base)	016	[]	Silver metallic € 111
014	[]	Candy red	017	[]	Giallo RAL 1023 € 111
005	[]	Sparkle light orange	018	[]	Rosso RAL 3001 € 111
021	[]	Sparkle granny smith	004	[]	Ice blue € 111
023	[]	Bianco RAL 9016	022	[]	Bianco crema RAL 9001 € 111
009	[]	Vinho sparkle € 111	002	[]	Anthracite metallic € 111
003	[]	Nero RAL 9005 lucido € 111	027	[]	Grigio Shimano opaco € 111
013	[]	Nero RAL 9005 opaco € 111	037	[]	Rosa RAL 4010 € 111

Accessori			
EA010	[]	Parafanghi sulle ruote motrici	€ 60
EA011	[]	Parafanghi sulle ruote piroettanti	€ 49
EF020	[]	Blocco ruote piroettanti con leva di aggancio/sgancio (inclusi i parafanghi EA011)	€ 361
EF021	[]	Dispositivo superamento gradini	€ 291
ES002	[]	Kit conforme a ISO 7176-19 per trasporto in veicolo adibito (portata max 140 kg)	€ 139
ES003	[]	Tasca portacellulare	€ 35
ES004	[]	Portapacchi	€ 139
ES005	[]	Portabastone	€ 79
ES006	[]	Specchietto retrovisore richiudibile (necessaria costruzione speciale se in combinazione con il tavolino)	€ 109
ES007	[]	Kit attrezzi	€ 47
ES010	[]	Portabicchiere	€ 35
ET001	[]	Clacson esterno	€ 323
ES012	[]	Tavolino girevole inclusi accessori di montaggio, non sagomato (per contenere il joystick)	€ 349
ES023	[]	Staffa porta zaino	€ 69
	[]	Presse esterne a 12V ET002 [] destra ET005 [] sinistra	€ 250
	[]	Presse esterne a 24V ET003 [] destra ET006 [] sinistra	€ 120
	[]	Presse esterne USB ET004 [] destra ET007 [] sinistra	€ 100

Elettronica			
EU051	[]	VR2 (elettronica per gestione di massimo 2 attuatori, dotazione base)	-
EU053	[]	TEN° 120 A (elettronica dotata di joystick ergonomico con Bluetooth e Infrarossi per controllo ambientale; consente l'uso più attuatori e di comandi speciali)	€ 881

Colori joystick TEN°			
EU002	[]	Antracite metallica	EU016 [] Silver metallica
EU003	[]	Nero RAL 9005 lucido	EU017 [] Giallo RAL 1023
EU013	[]	Nero RAL 9005 opaco	EU018 [] Rosso RAL 3001
EU004	[]	Ice blue	EU021 [] Sparkle granny smith
EU005	[]	Sparkle light orange	EU022 [] Bianco crema RAL 9001
EU009	[]	Vinho sparkle	EU023 [] Bianco RAL 9016
EU010	[]	Sky blue	EU027 [] Grigio Shimano opaco
EU014	[]	Candy red	EU028 [] Rainbow

Pulsanti Piko per joystick TEN°			
EU067	[]	Coppia di pulsanti Piko da 50 mm (1 nero e 1 rosso)	€ 238
EU068	[]	Coppia di pulsanti Piko da 30 mm (1 nero e 1 rosso)	€ 238

Supporto joystick			
EU071	[]	Swing away regolabile in altezza di 2 cm (dotazione base)	-
EU072	[]	Swing away regolabile in altezza di 9,5 cm	€ 47
EU070	[]	Fisso	-
		Lato di montaggio: destro [] (dotazione base) sinistro []	

Accessori per joystick			
EU080	[]	Impugnatura per tetra a "C", orizzontale (regolabile in larghezza 70 ÷ 90 mm)	€ 105
EU081	[]	Stick S80 (impugnatura joystick 80 mm)	€ 71
EU082	[]	Soft Ball (rivestita in nero)	€ 120
EU083	[]	Supporto a sfera, piccolo	€ 82
EU084	[]	Supporto a sfera, grande	€ 93
EU085	[]	Palla soft colorata	€ 120

Display LCD TEN° (solo per elettronica TEN°)			
EU054	[]	Display LCD	€ 1.444

Staffe per display TEN°			
EU073	[]	Staffa standard	-
EU074	[]	Staffa pieghevole a collo d'oca	€ 209

Comandi speciali (necessario display TEN° EU054!)			
EU100	[]	mo-Vis Micro Joystick (forza minima 10 g). Necessario display TEN° EU054!	€ 2.260
EU101	[]	mo-Vis Multi Joystick (forza minima 50 g). Necessario display TEN° EU054!	€ 2.320
EU102	[]	mo-Vis All-round Joystick light (forza minima 120 g). Necessario display TEN° EU054!	€ 1.900
EU128	[]	mo-Vis All-round Joystick (forza minima 250g). Necessario display TEN° EU054!	€ 1.512
EU129	[]	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (forza min. 600g). Necessario display TEN° EU054!	€ 2.342
EU103	[]	Soffio e succhio. Necessario display TEN° EU054!	€ 1.397
EU104	[]	A 4 pulsanti Piko: EU086 [] Diametro 5 cm, rosso EU087 [] Diametro 5 cm, giallo EU088 [] Diametro 5 cm, nero EU089 [] Diametro 5 cm, silver EU090 [] Diametro 3 cm, rosso EU091 [] Diametro 3 cm, giallo EU092 [] Diametro 3 cm, nero EU093 [] Diametro 3 cm, silver	€ 473

Comandi speciali senza display TEN° EU054			
EU105	[]	mo-Vis Micro Joystick (forza minima 10g)	€ 2.500
EU106	[]	mo-Vis Multi Joystick (forza minima 50g)	€ 2.480
EU107	[]	mo-Vis All-round Joystick light (forza minima 120g)	€ 2.080
EU108	[]	mo-Vis All-round Joystick (forza minima 250g)	€ 1.540
EU109	[]	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (forza minima 600g)	€ 2.650

Sistemi di collegamento per joystick mo-Vis			
EU076	[]	Staffa per comando a mento con movimentazione elettrica, sinistra	€ 1.460
EU077	[]	Staffa per comando a mento con movimentazione elettrica, destra	€ 1.460
EU110	[]	Staffa per bracciolo + 1 finger button (solo in presenza di display TEN° EU054)	€ 221
EU111	[]	Staffa per bracciolo + 2 finger button	€ 349
EU112	[]	Staffa per bracciolo + 1 pulsante Piko (solo in presenza di display TEN° EU054)	€ 245
EU113	[]	Staffa per bracciolo + 2 pulsanti Piko	€ 384
EU078	[]	Staffa per fissaggio al tavolino	€ 377
EU118	[]	2 pulsanti Piko, senza staffa	€ 238

Comando accompagnatore			
EU057	[]	Comando accompagnatore. Lato di montaggio [] destro [] sinistro (dotazione base)	€ 641

Kit luci e frecce			
ES021	[X]	Kit luci e frecce a LED	incluso

Stabilizzatore di guida			
EF023	[]	Giroscopio (solo per elettronica TEN° EU053)	€ 590

Motori			
ET010	[]	Standard (portata 100 kg, solo con elettronica VR2 EU051) (per versione a telaio stretto EA007 ingombro totale in larghezza 59 cm)	-
ET016	[]	Performance (dotazione base)	-
ET011	[]	High Performance (necessari per velocità massima 14 km/h, solo per telaio largo EA008) L'ingombro in larghezza della carrozzina diventa ca. 65 cm	€ 430

Velocità			
ET012	[]	6 km/h	-
ET014	[]	10 km/h (dotazione base)	-
ET015	[]	14 km/h (solo con telaio largo EA008, elettronica TEN° cod. EU053 e motori High Performance ET011). Portata massima ridotta a 120 kg!	€ 90

Terra Flair Plus			
476C00=SK820	[]	Terra Flair Plus 38 x 40,5	€ 629
476C00=SK821	[]	Terra Flair Plus 40,5 x 40,5	
476C00=SK822	[]	Terra Flair Plus 40,5 x 43	
476C00=SK823	[]	Terra Flair Plus 40,5 x 45,5	
476C00=SK824	[]	Terra Flair Plus 40,5 x 50,5	
476C00=SK825	[]	Terra Flair Plus 43 x 40,5	
476C00=SK826	[]	Terra Flair Plus 43 x 43	
476C00=SK827	[]	Terra Flair Plus 43 x 45,5	
476C00=SK828	[]	Terra Flair Plus 43 x 50,5	
476C00=SK829	[]	Terra Flair Plus 45,5 x 40,5	
476C00=SK830	[]	Terra Flair Plus 45,5 x 43	
476C00=SK831	[]	Terra Flair Plus 45,5 x 45,5	
476C00=SK832	[]	Terra Flair Plus 45,5 x 50,5	
476C00=SK833	[]	Terra Flair Plus 50,5 x 40,5	
476C00=SK834	[]	Terra Flair Plus 50,5 x 45,5	
476C00=SK835	[]	Terra Flair Plus 50,5 x 50,5	