

<b>Prezzo base: € 7.590,-</b> Prezzi in €, fino al 31.03.2022, i.v.a. esclusa Nr. Reg. Ministero: 1515506/R	Ordine-Nr.: _____
---	----------------------

## Juvo B6 MWD

490E75=0\_AM06\_C

Portata max: 160 kg



<input type="checkbox"/> Preventivo	<input type="checkbox"/> Ordine
Timbro Rivenditore	
Indirizzo di spedizione (se diverso dal timbro rivenditore)	
Data	Firma Rivenditore
.....	.....

### Dotazione base

- Sedile telescopico VAS con schienale a reclinazione biomeccanica manuale, telo tensionabile e seduta rigida con cuscino
- Braccioli ridotti regolabili in altezza, profondità e sfilabili
- Pedane divise estraibili con cinturini e poggipiedi in alluminio
- Basculazione sedile elettrica 45°
- Supporto joystick swing away regolabile in altezza
- Batterie da **74 Ah al Gel MK** con caricabatterie da 12 A a jack magnetico e fusibile automatico
- Presa esterna USB
- Sospensioni indipendenti sulle 6 ruote
- Parafanghi sulle ruote di trazione
- Kit luci e frecce a LED
- Fari anteriori con staffa magnetica
- Elettronica TEN° 120 A con joystick ergonomico
- Controllo elettronico della stabilità a giroscopio
- Cinghia pelvica

### Dati utente

Riferimento \_\_\_\_\_

Peso \_\_\_\_\_ kg (necessario per la scelta delle sospensioni)

Portata maggiorata	
<b>EA018</b>	<input type="checkbox"/> <b>Portata massima 180 kg (solo in abbinamento a sedile VAS EC005, profondità seduta a partire da 44 cm, lunghezza gambe massima 48 cm, supporti braccioli fissi EE023, pedana unica EB009, elettronica TEN° EU053, velocità max 6 km/h ET012; non in combinazione con pedane elevabili manualmente EB002, elettriche separatamente EB003, kit per trasporto in auto ES002, portapacchi ES004)</b> € 1.780
<b>EA020</b>	<input type="checkbox"/> <b>Portata massima 200 kg (solo in abbinamento a sedile VAS EC005, profondità seduta a partire da 46 cm, lunghezza gambe massima 48 cm, supporti braccioli fissi EE023, pedana unica EB009, elettronica TEN° EU053, velocità max 6 km/h ET012; non in combinazione con elevazione EC027, pedane elevabili manualmente EB002, elettriche separatamente EB003, kit per trasporto in auto ES002, portapacchi ES004, tavolino ES012)</b> € 1.780

Telaio	
<b>EA008</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Versione larga con ingombro in larghezza di 64 cm (dotazione base)

Sistemi di seduta	
<b>EC005</b>	<input type="checkbox"/> Sedile telescopico VAS larghezza seduta SB _____ (38 ÷ 54 cm) (dotazione base) profondità seduta ST _____ (38 ÷ 58 cm in continuo)
Lunghezza gambe (UL) senza cuscino sedile _____ cm (28 ÷ 54 cm)	
Altezza sedile da terra (SH) in cm <input type="checkbox"/> 46 cm (dot. base) <input type="checkbox"/> 50 cm <input type="checkbox"/> 54 cm	
Nota: l'altezza da terra viene calcolata senza cuscino. Si consiglia una distanza minima delle pedane da terra di almeno 6 cm.	

Sistemi di seduta (continua)	
<b>EC002</b>	[ ] Sedile Std. piccolo: larghezza seduta SB in cm: [ ] 38 [ ] 40 [ ] 42 profondità seduta ST in cm: [ ] 38 [ ] 40 [ ] 42 [ ] 44 [ ] 46
<b>EC003</b>	[ ] Sedile Std. grande: larghezza seduta SB in cm: [ ] 44 [ ] 46 [ ] 48 profondità seduta ST in cm: [ ] 42 [ ] 44 [ ] 46 [ ] 48 [ ] 50
<b>EC004</b>	[ ] Sedile Std. XL: larghezza seduta SB in cm: [ ] 50 [ ] 52 [ ] 54 [ ] 56 profondità seduta ST in cm: [ ] 42 [ ] 44 [ ] 46 [ ] 48 [ ] 50
Lunghezza gambe (UL) senza cuscino sedile _____ cm (28 ÷ 54 cm)	
Altezza sedile da terra (SH) in cm [ ] 46 cm (dot. base) [ ] 50 cm [ ] 54 cm	
Nota: l'altezza da terra viene calcolata senza cuscino. Si consiglia una distanza minima delle pedane da terra di almeno 6 cm.	

Manopole per sedile telescopico VAS	
<b>ED048</b>	[ ] Manopole di spinta € 75

Sistemi di seduta Recaro	
Sedili completi Recaro non abbinabili alla reclinazione elettrica ED047	
<b>EC006</b>	[ ] Sedile Recaro n-Joy (profondità seduta 40 ÷ 50 cm, solo reclinazione manuale) € 1.130

Sistemi modulari Recaro schienale + seduta (solo in abbinamento a reclinazione elettrica ED047)	
<b>ED030</b>	[ ] Schienale LX (reclinazione elettrica ED047 obbligatoria) € 698
<b>ED031</b>	[ ] Schienale LT (larghezza pelotte regolabile, reclinazione elettrica ED047 obbligatoria) € 768
<b>EC008</b>	[ ] Seduta Recaro F (con supporti laterali bassi) € 710
<b>EC009</b>	[ ] Seduta Recaro X (con supporti laterali alti, profondità seduta regolabile) € 810
<b>EC010</b>	[ ] Seduta Recaro W (con supporti laterali bassi, profondità seduta regolabile) € 787

Attenzione! Gli schienali Recaro sono abbinabili anche alla seduta standard tramite costruzione speciale.

Regolazioni	
Lunghezza gambe (UL) ..... cm (28 ÷ 54 cm)	
Altezza sedile da terra (SH): [X] ca. 47 cm (sedile escluso)	
Tutti i sedili Recaro sono dotati di poggiatesta e tasca portaoggetti applicata sullo schienale.	

Cuscini	
<b>EC011</b>	[ ] Senza cuscino -
<b>EC012</b>	[ ] Cuscino standard (dotazione base) -
<b>EC034</b>	[ ] Livo (largh. max. 52 cm e portata max 125 kg, spessore 5 cm) a rich.
<b>EC014</b>	[ ] Terra (largh. max. 50,5 cm e portata 150 kg) a rich.
<b>EC015</b>	[ ] Terra Aquos (largh. max. 50,5 cm e portata 150 kg) a rich.
<b>EC020</b>	[ ] Seduta Contour Low profile (più piano) Larghezza seduta: [ ] 40 cm [ ] 44 cm [ ] 50 cm € 221 [ ] EC022 in tessuto [ ] EC023 in similpelle
<b>EC021</b>	[ ] Seduta Contour Deep profile (più profilato) Larghezza seduta: [ ] 40 cm [ ] 44 cm [ ] 50 cm € 221 [ ] EC022 in tessuto [ ] EC023 in similpelle

Sistemi di postura per il bacino	
<b>EC018</b>	[ ] Cloud € 629
<b>EC035</b>	[ ] Evoflair (largh. max. 52 cm) € 629

Teli schienali e imbottiture	
<b>ED032</b>	[ ] Senza telo -
<b>ED033</b>	[ ] Telo tensionabile imbottito (dotazione base) -
<b>ED034</b>	[ ] Schienale Contour Low profile (più piano): [ ] ED037 in tessuto [ ] ED038 in similpelle € 279
<b>ED035</b>	[ ] Schienale Contour Deep profile (più profilato): [ ] ED037 in tessuto [ ] ED038 in similpelle € 279

Supporti laterali in alluminio per schienale Contour Deep	
<b>ED039</b>	[ ] Supporti laterali in metallo per schienale Contour Deep ED035 € 82

Regolazioni elettriche del sedile	
<b>EC025</b>	[X] Basculazione elettrica 45° inclusa
<b>EC027</b>	[ ] Basculazione 45° ed elevazione elettrica della seduta 35 cm (altezza seduta obbligatoria 46 cm - lunghezza gambe massima UL 44 cm) € 1.460

Regolazione dello schienale			
ED046	[ ]	Reclinazione manuale (per schienale Std. è: 0/10/20/30°, per schienale VAS è: -5/0/10/20/30°)	-
ED047	[ ]	Reclinazione elettrica 30° (non per sedili Recaro n-Joy EC40 e Recaro n-Joy-Plus EC41)	€ 650
Poggiatesta e staffe - Advanced Line			
491L75=XXX	[ ]	Adattatore montaggio staffa per sedile std [ ] ST010 per sedile VAS [ ] ST012	a rich.
476L52=XXX	[ ]	Staffa UniLink (SK175 + SK170 - non in combinazione con comando a mento)	a rich.
476L52=XXX	[ ]	Kit di estensione UniLink da 50 mm (477L52=ST166)	a rich.
476L52=XXX	[ ]	Comfort Plus [ ] tg. S SK105 [ ] tg. M SK110 [ ] tg. L SK115	a rich.
476L52=XXX	[ ]	Combo (3 parti) [ ] tg. S SK150 [ ] tg. L SK155	a rich.
Poggiatesta e staffe (adattatore per il sedile incluso) - Care line			
EL001	[ ]	Goose neck - a collo d'oca (476L52=SK035)	a rich.
EL002	[ ]	Pluriassiale curvo (476L52=SK015)	a rich.
EL003	[ ]	Pluriassiale diritto (476L52=SK025)	a rich.
	[ ]	Poggiatesta [ ] piccolo EL006 [ ] grande EL007	a rich.
	[ ]	Con poggianuca [ ] piccolo EL013 [ ] grande EL014	a rich.
	[ ]	Ad X [ ] piccolo EL015 [ ] grande EL016	a rich.
Supporti braccioli			
EE023	[ ]	Standard fissi	-
EE024	[ ]	Supporti ribaltabili (non con sedili Recaro) (limitazioni larghezze seduta: sedile piccolo EC002 solo 42 cm, largo EC003 solo 48 cm, XL EC004 solo 54 e 56 cm; portata massima 125 kg)	€ 175
Cinture di sicurezza			
EP001	[X]	Cintura di sicurezza	inclusa
EP002	[ ]	Cinghia pelvica a 2 punti con fibbia in metallo	€ 106
Stabilizzatori pettorali			
	[ ]	Elasticizzato EP005 [ ] tg. S EP006 [ ] tg. M EP007 [ ] tg. L	a rich.
	[ ]	A farfalla EP008 [ ] tg. S EP009 [ ] tg. M EP010 [ ] tg. L	a rich.
	[ ]	Slimline EP011 [ ] tg. S EP012 [ ] tg. M EP013 [ ] tg. L	a rich.
	[ ]	Ad H con sgancio centrale EP014 [ ] tg. S EP015 [ ] tg. M EP016 [ ] tg. L	a rich.
Supporti pedane			
EB001	[ ]	Fissi estraibili standard (dotazione base)	-
EB002	[ ]	Elevabili manualmente (portata 140 kg, solo con poggiapiedi separati EB007)	€ 425
EB003	[ ]	Elevabili elettricamente (portata 140 kg, solo con poggiapiedi separati EB007)	€ 990
EB013	[ ]	Pedana centrale fissa con poggiapiedi separati in alluminio*	€ 590
EB005	[ ]	Senza supporti pedane	-
* UL max. 43 cm con sedile std e 39 cm con sedile VAS o Recaro; non in abbinamento a sedile std. Junior EC001;			
Poggiapiedi e accessori			
EB007	[ ]	Poggiapiedi in alluminio (dotazione base)	-
EB009	[ ]	Pedana poggiapiedi unica in alluminio	-
EB010	[ ]	Protezioni laterali per supporti pedane elevabili EB002, 003 e 004	€ 125
Batterie e caricabatterie			
EU032	[ ]	Batterie <b>al Gel MK da 74 Ah</b> (dotazione base)	-
EU034	[ ]	Batterie sigillate da 80 Ah	€ 229
EU042	[X]	Caricabatterie da 12 A con jack magnetico	incluso
Sospensioni routine piroettanti			
EF001	[X]	Incluse	-

Ruote e pneumatici			
EF009	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruotine da 6" con gomme piene Performance (dotazione base)	-
EG001	<input type="checkbox"/>	Ruote motrici da 14" con gomme pneumatiche (dotazione base)	-
EG002	<input type="checkbox"/>	Ruote motrici da 14" con gomme piene	€ 59
EG011	<input type="checkbox"/>	Pneumatici grigi	-
EG012	<input type="checkbox"/>	Pneumatici neri (dotazione base)	-
EG013	<input type="checkbox"/>	Pneumatici lisci	-
EG015	<input type="checkbox"/>	Pneumatici anteriori lisci e posteriori tassellati (dotazione base)	-

Colore telaio					
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue (dotazione base)	<b>016</b>	<input type="checkbox"/>	Silver metallic € 111
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	<b>017</b>	<input type="checkbox"/>	Giallo RAL 1023 € 111
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	<b>018</b>	<input type="checkbox"/>	Rosso RAL 3001 € 111
021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny smith	<b>004</b>	<input type="checkbox"/>	Ice blue € 111
023	<input type="checkbox"/>	Bianco RAL 9016	<b>022</b>	<input type="checkbox"/>	Bianco crema RAL 9001 € 111
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle € 111	<b>002</b>	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic € 111
003	<input type="checkbox"/>	Nero RAL 9005 lucido € 111	<b>027</b>	<input type="checkbox"/>	Grigio Shimano opaco € 111
013	<input type="checkbox"/>	Nero RAL 9005 opaco € 111	<b>037</b>	<input type="checkbox"/>	Rosa RAL 4010 € 111

Accessori			
EA010	<input checked="" type="checkbox"/>	Parafanghi sulle ruote motrici	inclusi
EA011	<input type="checkbox"/>	Parafanghi sulle ruote piroettanti	€ 49
ES002	<input type="checkbox"/>	Kit conforme a ISO 7176-19 per trasporto in veicolo adibito (portata max. 140 kg)	€ 139
ES003	<input type="checkbox"/>	Tasca portacellulare	€ 35
ES004	<input type="checkbox"/>	Portapacchi	€ 139
ES005	<input type="checkbox"/>	Portabastone	€ 79
ES006	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore richiudibile (necessaria costruzione speciale se in combinazione con il tavolino)	€ 109
ES007	<input type="checkbox"/>	Kit attrezzi	€ 47
ES010	<input type="checkbox"/>	Portabicchiere	€ 35
ET001	<input type="checkbox"/>	Clacson esterno	€ 323
ES012	<input type="checkbox"/>	Tavolino girevole inclusi accessori di montaggio, non sagomato (per contenere il joystick)	€ 349
ES023	<input type="checkbox"/>	Staffa porta zaino	€ 69
ET005	<input type="checkbox"/>	Presca esterna a 12V sinistra	€ 250
ET006	<input type="checkbox"/>	Presca esterna a 24V sinistra	€ 120
ET004	<input checked="" type="checkbox"/>	Presca esterna USB destra	inclusa
ET007	<input type="checkbox"/>	Presca esterna USB sinistra	€ 100

Elettronica			
<b>EU053</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	TEN° 120 A (elettronica dotata di joystick ergonomico con Bluetooth e Infrarossi per controllo ambientale; consente l'uso più attuatori e di comandi speciali)	inclusa
Colori joystick TEN°			
<b>EU002</b>	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic	<b>EU016</b> <input type="checkbox"/> Silver metallic
<b>EU003</b>	<input type="checkbox"/>	Nero RAL 9005 lucido	<b>EU017</b> <input type="checkbox"/> Giallo RAL 1023
<b>EU013</b>	<input type="checkbox"/>	Nero RAL 9005 opaco	<b>EU018</b> <input type="checkbox"/> Rosso RAL 3001
<b>EU004</b>	<input type="checkbox"/>	Ice blue	<b>EU021</b> <input type="checkbox"/> Sparkle granny smith
<b>EU005</b>	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	<b>EU022</b> <input type="checkbox"/> Bianco crema RAL 9001
<b>EU009</b>	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	<b>EU023</b> <input type="checkbox"/> Bianco RAL 9016
<b>EU010</b>	<input type="checkbox"/>	Sky blue	<b>EU027</b> <input type="checkbox"/> Grigio Shimano opaco
<b>EU014</b>	<input type="checkbox"/>	Candy red	<b>EU029</b> <input type="checkbox"/> Rosa RAL 4010
Pulsanti Piko per joystick TEN°			
<b>EU067</b>	<input type="checkbox"/>	Coppia di pulsanti Piko da 50 mm	€ 238
<b>EU068</b>	<input type="checkbox"/>	Coppia di pulsanti Piko da 30 mm	€ 238
Supporto joystick			
<b>EU071</b>	<input type="checkbox"/>	Swing away regolabile in altezza di 2 cm (dotazione base)	-
<b>EU072</b>	<input type="checkbox"/>	Swing away regolabile in altezza di 9,5 cm	€ 47
		Lato di montaggio: destro <input type="checkbox"/> (dotazione base) sinistro <input type="checkbox"/>	
Accessori per joystick			
<b>EU080</b>	<input type="checkbox"/>	Impugnatura per tetra a "C", orizzontale (regolabile in larghezza 70 ÷ 90 mm)	€ 105
<b>EU081</b>	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (impugnatura joystick 80 mm)	€ 71
<b>EU082</b>	<input type="checkbox"/>	Soft Ball (rivestita in nero)	€ 120
<b>EU083</b>	<input type="checkbox"/>	Supporto a sfera, piccolo	€ 82
<b>EU084</b>	<input type="checkbox"/>	Supporto a sfera, grande	€ 93
<b>EU085</b>	<input type="checkbox"/>	Palla soft colorata	€ 120
Display LCD TEN° (solo per elettronica TEN°)			
<b>EU054</b>	<input type="checkbox"/>	Display LCD TEN°	€ 1.444
Staffe per display TEN°			
<b>EU073</b>	<input type="checkbox"/>	Staffa standard	-
<b>EU074</b>	<input type="checkbox"/>	Staffa pieghevole a collo d'oca	€ 209
Comandi speciali (necessario display TEN° EU054!)			
<b>EU100</b>	<input type="checkbox"/>	mo-Vis Micro Joystick (forza minima 10 g). Necessario display TEN° EU054!	€ 2.260
<b>EU101</b>	<input type="checkbox"/>	mo-Vis Multi Joystick (forza minima 50 g). Necessario display TEN° EU054!	€ 2.320
<b>EU102</b>	<input type="checkbox"/>	mo-Vis All-round Joystick light (forza minima 120 g). Necessario display TEN° EU054!	€ 1.900
<b>EU128</b>	<input type="checkbox"/>	mo-Vis All-round Joystick (forza minima 250g). Necessario display TEN° EU054!	€ 1.512
<b>EU129</b>	<input type="checkbox"/>	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (forza min. 600g). Necessario display TEN° EU054!	€ 2.342
<b>EU103</b>	<input type="checkbox"/>	Soffio e succhio. Necessario display TEN° EU054!	€ 1.397
<b>EU104</b>	<input type="checkbox"/>	A 4 pulsanti Piko: EU086 <input type="checkbox"/> Diametro 5 cm, rosso EU087 <input type="checkbox"/> Diametro 5 cm, giallo EU088 <input type="checkbox"/> Diametro 5 cm, nero EU089 <input type="checkbox"/> Diametro 5 cm, silver EU090 <input type="checkbox"/> Diametro 3 cm, rosso EU091 <input type="checkbox"/> Diametro 3 cm, giallo EU092 <input type="checkbox"/> Diametro 3 cm, nero EU093 <input type="checkbox"/> Diametro 3 cm, silver	€ 473

Comandi speciali senza display TEN° EU054			
EU105	[ ]	mo-Vis Micro Joystick (forza minima 10g)	€ 2.500
EU106	[ ]	mo-Vis Multi Joystick (forza minima 50g)	€ 2.480
EU107	[ ]	mo-Vis All-round Joystick light (forza minima 120g)	€ 2.080
EU108	[ ]	mo-Vis All-round Joystick (forza minima 250g)	€ 1.540
EU109	[ ]	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (forza minima 600g)	€ 2.650

Sistemi di collegamento per joystick mo-Vis			
EU076	[ ]	Staffa per comando a mento con movimentazione elettrica, sinistra	€ 1.460
EU077	[ ]	Staffa per comando a mento con movimentazione elettrica, destra	€ 1.460
EU110	[ ]	Staffa per bracciolo + 1 finger button (solo in presenza di display TEN° EU054)	€ 221
EU111	[ ]	Staffa per bracciolo + 2 finger button	€ 349
EU112	[ ]	Staffa per bracciolo + 1 pulsante Piko (solo in presenza di display TEN° EU054)	€ 245
EU113	[ ]	Staffa per bracciolo + 2 pulsanti Piko	€ 384
EU078	[ ]	Staffa per fissaggio al tavolino	€ 377
EU118	[ ]	2 pulsanti Piko, senza staffa	€ 238

Comando accompagnatore			
EU057	[ ]	Comando accompagnatore. Lato di montaggio [ ] destro [ ] sinistro (dotazione base)	€ 641

Kit luci e frecce			
ES021	[X]	Kit luci e frecce a LED	incluso

Stabilizzatore di guida			
EF023	[X]	Giroscopio	incluso

Motori			
ET016	[X]	Performance (dotazione base)	-

Velocità			
ET014	[X]	10 km/h	-

Terra Flair Plus			
476C00=SK820	[ ]	Terra Flair Plus 38 x 40,5	€ 629
476C00=SK821	[ ]	Terra Flair Plus 40,5 x 40,5	
476C00=SK822	[ ]	Terra Flair Plus 40,5 x 43	
476C00=SK823	[ ]	Terra Flair Plus 40,5 x 45,5	
476C00=SK824	[ ]	Terra Flair Plus 40,5 x 50,5	
476C00=SK825	[ ]	Terra Flair Plus 43 x 40,5	
476C00=SK826	[ ]	Terra Flair Plus 43 x 43	
476C00=SK827	[ ]	Terra Flair Plus 43 x 45,5	
476C00=SK828	[ ]	Terra Flair Plus 43 x 50,5	
476C00=SK829	[ ]	Terra Flair Plus 45,5 x 40,5	
476C00=SK830	[ ]	Terra Flair Plus 45,5 x 43	
476C00=SK831	[ ]	Terra Flair Plus 45,5 x 45,5	
476C00=SK832	[ ]	Terra Flair Plus 45,5 x 50,5	
476C00=SK833	[ ]	Terra Flair Plus 50,5 x 40,5	
476C00=SK834	[ ]	Terra Flair Plus 50,5 x 45,5	
476C00=SK835	[ ]	Terra Flair Plus 50,5 x 50,5	