

# Nuova Ortesi Malleo Neurexa<sup>pro</sup> Art. 28U50

La famiglia si allarga: Dyne Ankle raddoppia

Ortesi AFO per il posizionamento del piede in caso di Drop Foot



## Effetti:

Permette di mantenere il piede in posizione di leggera pronazione e di dorsiflessione armonizzando il distacco del piede durante il cammino

Grazie al cinturino elastico di pronazione è possibile portare il piede in posizione neutra assecondando la spasticità quando necessario

Utile anche nella prima fase di riabilitazione al cammino ed è possibile utilizzare il tutore come splint notturno di posizionamento

## Indicazioni:

- Dorsiflessione debole con nessuna o media spasticità (Stroke, Sclerosi multipla, traumi cranici...)

## Caratteristiche Tecniche:

- Materiale con una maggiore resistenza al carico durante il cammino rispetto Dyne Ankle
- Il cinturino elastico di pronazione asseconda la grave spasticità permettendo la flessione plantare e la supinazione mentre riposiziona il piede in posizione funzionale nelle altre situazione (capacità di correzione senza vincolo invalidante)
- Il cinturino elastico ha diversi gradi di stabilizzazione
- La regolazione tramite i cinturini è gestibile in 4 semplici passaggi
- Speciale Pad antiscivolo per l'utilizzo del tutore senza scarpe
- Design leggero

Lato	Misura scarpa
d/s	35 - 37
d/s	37 - 39
d/s	39 - 41
d/s	41 - 44

Quality for life

Otto Bock Italia Srl us.

Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (Bologna)  
T +39 0516924711 · F +39 0516924710  
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it