

## Nuova Ortesi Polso "Neuro Soft" Art. 28P50

Funzionalità personalizzata

Ortesi palmare per il posizionamento di polso mano e dita



**DA OGGI  
DISPONIBILE ANCHE  
NELLA TAGLIA XS!!!!**

### Effetti:

Grazie alla sua particolare struttura interna modificabile permette il posizionamento personalizzato di mano polso e dita, pollice compreso.

Consente di scegliere la posizione funzionale più idonea in relazione al quadro riabilitativo in atto.


Ideale sia in ambito ortopedico che in ambito neurologico

### Indicazioni:

- Post operatorio
- Danni neurologici
- Traumi muscolari, tendinei ossei o articolari

### Caratteristiche Tecniche:

- Anima interna in alluminio modellabile
- Supporto rigido palmare
- Presa per il pollice avvolgente e stabilizzante con chiusura a velcro
- Separatore per le dita removibile
- Imbottitura morbida e confortevole
- Materiale lavabile
- Disponibile in 4 taglie

	Lato	Misura	Ampiezza mano (cm)
	d/s	XS	< 7
	d/s	S	7 - 8
	d/s	M	8 - 9
	d/s	L	9 - 10

Quality for life

Otto Bock Italia Srl us.

Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (Bologna)  
T +39 0516924711 · F +39 0516924710  
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it