

Matrice Indicazione Ortesi per Deficit Neurologico







Arto Inferiore

	Posiziona e stabilizza l'articolazione per agevolare movimenti attivi		Supporto funzionale					Stimolazione Elettrica funzionale		
			Utilizzo di breve periodo	Utilizzo di lungo periodo						
	Genu Neurexa	Malleo Neurexa pro	AFO in Polipropilene (Molla di Codivilla)	GoOn	WalkOn Flex	WalkOn/WalkOn Trimable	WalkOn Reaction/WalkOn Reaction plus	L300 Go	L300 Go Plus Upgrade	L300 Go Plus Stand Alone
Articolo	8165	28U50	28U90 ¹	28U70	28U22 ²	28U11 ³ 28U23 ²	28U24 ⁵ 28U25 ⁶	28FS300	28KS300	28KS310
Indicazioni										
Iperestensione e dolore al ginocchio causati da disfunzione neurologica	●									
Piede Cadente/Drop Foot associato soprattutto alla supinazione del piede causata dalla spasticità		●								
Leggero Drop Foot/Piede Cadente (debolezza dei dorsiflessori) con assenza o lieve spasticità; indicato soprattutto per pazienti che camminano per brevi percorsi			●							
Lieve Drop Foot/Piede Cadente causato da sindrome da affaticamento, problemi di equilibrio, demenza, morbo di Parkinson, ictus, lesioni cerebrali traumatiche, sclerosi multipla, atrofia neuromuscolare; nessuna stabilizzazione nell'area ML dell'articolazione della caviglia				●						
Da lieve a severo Drop Foot/Piede Cadente (debolezza dei dorsiflessori) con nessuna o lieve spasticità						●				
Da lieve a severo Drop Foot/Piede Cadente (debolezza dei dorsiflessori) con nessuna spasticità					●					
Da lieve a severo Drop Foot/Piede Cadente (debolezza dei dorsiflessori) con nessuna o lieve spasticità e regolazione dell'eversione/inversione dell'articolazione di caviglia								●	●	
Stabilizzazione attiva del ginocchio									●	
Pronunciato Drop Foot/Piede Cadente con compromissione della flessione plantare e/o lieve alterazione dell'estensione del ginocchio e/o moderata debolezza dell'estensione del ginocchio con assenza o lieve spasticità; agisce sull'articolazione del ginocchio nelle direzioni A-P e M-L							●			
Debolezza della muscolatura del quadricipite										●

¹ Disponibile trasparente o nera ² Suola ritagliabile con forbici ³ Suola modificabile con macchina da finissaggio

⁴ Stimolazione Elettrica funzionale disponibile solo in caso di lesione al SNC ⁵ WalkOn Reaction ⁶ WalkOn Reaction plus

Matrice Indicazione Ortesi per Deficit Neurologico Arto Superiore

	Posiziona e stabilizza l'articolazione per agevolare i movimenti attivi					Stimolazione elettrica funzionale ¹
	Manu Neurexa plus	Manu Neurexa Plus con supporto palmare	Neuro Soft 2.0	Omo Neurexa plus	Omo Neurexa plus e Manu Neurexa plus	H200 Wireless system
Articolo	28P30	28P30/28P31	28P50	5065N	5065N/28P30	28PS200
						
Indicazioni						
Paresi dei muscoli dell'avambraccio, paralisi flaccida o lieve spasticità	•	•	•		•	•
Dolore alla spalla e disfunzione inclusa la sublussazione dovuta a disturbi neurologici; l'ortesi può essere applicata dal paziente				•	•	

Omo Neurexa plus

Ortesi neurologiche

