

Nuova Walk On Reaction^{plus} Art. 28U25

Un nuovo prodotto per la famiglia Walk On

Ortesi AFO in carbonio a presa anteriore per il trattamento del Drop Foot



Effetti:

Permette un passo fisiologico, simmetrico e fluido evitando la caduta precoce dell'avampiede all'appoggio del piede dando anche un supporto al ginocchio nella fase statica.

L'elevato ritorno energetico supporta il movimento del piede all'inizio della fase dinamica e minimizza i movimenti di compensazione

Grazie al cinturino per la pronazione, la supinazione dell'avampiede viene ridotta

Permette di salire e scendere le scale

Indicazioni:

- Trattamento del Drop Foot
- Dorsiflessione e/o plantaflessione debole senza o con moderata spasticità

Caratteristiche Tecniche:

- Ortesi di gamba-piede realizzata in carbonio Prepreg
- Montante mediale in fibra di carbonio realizzato con speciale design per un alto ritorno di energia (molto vicino al centro di rotazione anatomico della caviglia)
- **Walk On Reaction Plus ha il montante in fibra di carbonio più rigido rispetto a Walk On Reaction ed è rinforzato con il Dyneema**
- **Walk On Reaction Plus ha maggiore resistenza sulla parte relativa all'avampiede rispetto a Walk On Reaction**
- Imbottitura in materiale termoregolatore per un confort ottimale, tessuto lavabile e sostituibile
- Cinturino per la pronazione incluso nella confezione
- Suola rifilabile
- Ortesi facile da indossare con design leggero e sottile

Lato	Misura scarpa
d/s	36 - 39
d/s	39 - 42
d/s	42 - 45
d/s	45 - 48

Quality for life

Otto Bock Italia Srl us.

Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (Bologna)
T +39 0516924711 · F +39 0516924710
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it